



CONGRESSO NAZIONALE EDTNA/ERCA 2018

BD: Soluzioni per la Salute

Elena Fiumi – Product Manager Becton Dickinson


Anna Montanaro – Vascular Access Management Territory Specialist

Riccione, 8 maggio 2018



Soluzioni per la salute da oltre 120 anni

Medical Company leader a livello mondiale nell'industria delle Tecnologie Medicali



Becton Dickinson (BD) opera focalizzandosi su due grandi segmenti - Medical e Life Sciences - avendo nel suo portafoglio soluzioni innovative nel settore dei **dispositivi medici, strumentazione e reagenti all'avanguardia, impiegati in ambito clinico, nella diagnostica avanzata e nella ricerca.**



Fornire Soluzioni per la Sanità

Soddisfare le esigenze di tanti interlocutori, in continua evoluzione

Migliorare
l'accesso ai
servizi di
assistenza

Migliorare
gli
outcome
clinici

Riduzione
dei costi
sanitari

Sicurezza
dei
pazienti e
operatori
sanitari

BD, **condivide** con i clinici e gli amministratori sanitari diversi **obiettivi**: gestione delle risorse e del tempo, riduzione degli sprechi, ottimizzazione dei processi.

BD opera in **partnership con tutti gli interlocutori sanitari e con le istituzioni**, per comprendere i problemi della sanità e proporre soluzioni mirate.




La Vision di BD

Al centro i pazienti e gli operatori sanitari



La Soluzione BD per gli accessi vascolari

per tutte le fasi del processo: dall'inserimento alla rimozione



Preparazione del sito ed antisepsi cutanea

Essenziale per prevenire le infezioni catetere correlate



Su un singolo
centimetro quadrato di cute risiedono

10 milioni
di batteri.¹



Le linee guida raccomandano l'uso di una soluzione sterile a base di **clorexidina gluconato al 2% in alcol isopropilico al 70%** contenuta in un **dispositivo di erogazione sterile e pronto all'uso**, per supportare la **tecnica asettica «no touch» ANTT** e per ridurre la **variabilità nella tecnica di preparazione**.



Cannula periferica a lunga permanenza BD Nexiva

L'evoluzione degli aghi cannula

Nel caso di patrimonio venoso scarsamente disponibile aghi cannula periferici che permettono prolungati tempi di permanenza senza insorgenza di complicanze forniscono evidenti vantaggi se sono gestiti secondo le buone pratiche cliniche.

«Occorre considerare l'uso di una **prolunga tra il CVP ed il connettore senza ago** per evitare la mobilitazione della cannula, **preferendo dispositivi integrati** che riducono le manipolazioni sull'accesso.» (INS 2016)

- Per infusioni **fino a 7 giorni**
- La prolunga integrata riduce **il rischio di flebite meccanica**
- Il sistema è già montato **evita manipolazioni, contaminazioni** ed il rischio di **disconnessioni**
- Le alette facilitano il **fissaggio piatto al piano cutaneo**



Siringhe pre-riempite BD PosiFlush

Per il lavaggio degli accessi vascolari



La soluzione migliore per la gestione sicura degli accessi vascolari e per l'ottimizzazione delle procedure di lavaggio

- Elimina il reflusso ed il rischio di occlusione
- Standardizza le procedure e riduce il tempo infermiere
- Ha dimostrato di contribuire all'abbattimento delle infezioni fino al 60%

« Il flush e il lock vanno effettuati usando **sistemi monodose**. Le **siringhe preriempite** disponibili sul mercato sembrano efficaci nel **ridurre il rischio di infezioni** e nel risparmiare il tempo della preparazione della siringa.¹⁻³ (IV)» (INS 2016)

Proteggere ed collegarsi in sicurezza

Protezione del paziente e dell'operatore sanitario



I connettori senza ago **riducono il rischio di punture accidentali** e sono associati ad un **minor numero di infezioni**.

Sono **da preferire rispetto all'uso di sistemi di accesso aperti** e tra questi, selezionare i modelli Split Septum rispetto ad alcune valvole meccaniche.

La Soluzione BD per gli accessi vascolari



È un **percorso condiviso** che parte **dagli obiettivi** e **dalle priorità del cliente** al fine di gestire le risorse, il tempo, l'ottimizzazione dei processi.

BD è in grado, attraverso strumenti dedicati ed un team di esperti di **identificare soluzioni personalizzate**, appropriate ed adeguate alle singole realtà.